

**MATRAZ AFORADO DE VIDRIO TRANSPARENTE, VOLAC FORTUNA 20 ML, CON TS  
10/19, DE-M**



**SKU:** PG-1 5124104F | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [aforado](#), [con](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [Matraz](#), [transparente](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **MATRAZ AFORADO DE VIDRIO TRANSPARENTE, VOLAC FORTUNA 20 ML, CON TS 10/19, DE-M**

Descripción: Matraz aforado de vidrio transparente.

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 20 ml.

Característica: con TS 10/19

Característica adicional: con tapón de polipropileno.

Color de gradación: gradación ámbar

certificado según a: DE-M

Materiales: vidrio de borosilicato 3.3, PP.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase A

Tamaño: 20

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO