

**MATRAZ AFORADO O VOLUMETRICO 10 ML, CLASE A, VIDRIO BOROSILICATO 3.3.**



**SKU:** B-01-47-1001-0000 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Matraz](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código Cotecno	Código SKU	Capacidad (ml)	Capacidad tolerancia (+_ml)	Esmerilado	Altura (mm)	Diámetro exterior de la botella	Diámetro exterior del cuello(mm)	Embalaje
Bell-MatVolVid-10	B-01-47-1001-0000	10ml	0.02	10/19	90	28	12	400pcs/ctn
Bell-MatVolVid-25	B-01-47-1001-0001	25ml	0.03	10/19	105	39	13	240pcs/ctn
Bell-MatVolVid-50	B-01-47-1001-0002	50ml	0.05	12/21	140	47	16	200pcs/ctn
Bell-MatVolVid-100	B-01-47-1001-0003	100ml	0.1	14/23	170	60	18	120pcs/ctn
Bell-MatVolVid-200	B-01-47-1001-0004	200ml	0.15	14/23	210	75	18	72pcs/ctn
Bell-MatVolVid-250	B-01-47-1001-0005	250ml	0.15	14/23	225	80	18	72pcs/ctn
Bell-MatVolVid-500	B-01-47-1001-0006	500ml	0.25	19/26	270	100	23	48pcs/ctn

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO