




MATRAZ AFORADO O VOLUMÉTRICO CERTIFICADO



SKU: N / A | **Categorías:** [Matraz](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellMatAfoVoluCer-100		100
	BellMatAfoVoluCer-200		200
	BellMatAfoVoluCer-250		250

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Matraz aforado o volumétrico certificado

Código Del Producto	Capacidad (ml)	Detalles
BellMatAfoVolCer-100	100 MI	Matraz aforado o volumétrico certificado - 100ml
BellMatAfoVolCer-200	200 MI	Matraz aforado o volumétrico certificado - 200ml
BellMatAfoVolCer-250	250 MI	Matraz aforado o volumétrico certificado - 250ml

Incluye certificado y numero de serie único

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO