

## MATRAZ DE AGITACIÓN TRIANGULAR B-AGITRIANG-125



El matraz de agitación triangular utiliza un matraz cónico de fondo plano desechable PETG/PE, que puede ahorrar tiempo de preparación y evitar el riesgo de contaminación. Es una opción ideal para el cultivo de suspensiones celulares, la configuración del medio, la mezcla y el almacenamiento. El PETG/PE altamente transparente es resistente y no es fácil de romper, lo que puede reducir los riesgos de seguridad personal y es una opción ideal para aplicaciones de cultivo por agitación.

**SKU:** BP-01-60-0200-0100 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El matraz de agitación triangular utiliza un matraz cónico de fondo plano desechable PETG/PE, que puede ahorrar tiempo de preparación y evitar el riesgo de contaminación. Es una opción ideal para el cultivo de suspensiones celulares, la configuración del medio, la mezcla y el almacenamiento. El PETG/PE altamente transparente es resistente y no es fácil de romper, lo que puede reducir los riesgos de seguridad personal y es una opción ideal para aplicaciones de cultivo por agitación.

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	Nombre del producto	Especificación del paquete	unidad	Cantidad total
Matraces erlenmeyer	B-AgiTriang-125	BP-01-60-0200-0100	Matraz de agitación triangular de 125 ml con tapón de ventilación	1 / bolsa, 50 bolsas / caja	caja	50
	B-AgiTriang-250	BP-01-60-0200-0101	Matraz de agitación triangular de 250 ml con tapón de ventilación	1 / bolsa, 50 bolsas / caja	caja	50
	B-AgiTriang-500	BP-01-60-0200-0102	Matraz de agitación triangular de 500 ml con tapón de ventilación	1 / bolsa, 25 bolsas / caja	caja	25
	B-AgiTriang-200	BP-01-60-0200-0103	Matraz de batido triangular de 1000ml con tapón de ventilación	1 / bolsa, 25 bolsas / caja	caja	25

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO