




## MATRAZ DE FILTRACIÓN / KITAZATO CON TUBO SUPERIOR



SKU: N / A | Categorías: [Matraz](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	B-01-21-09-000101		250
	B-01-21-09-000102		500
	B-01-21-09-000103		1000

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Matraz de filtración/kitazato con tubo superior

#### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Capacidad (mm)
B-01-21-09-000101	BellMatFilKitSup-250	250ml
B-01-21-09-000102	BellMatFilKitSup-500	500ml
B-01-21-09-000103	BellMatFilKitSup-1000	1000ml

Código Del Producto	Modelo	Capacidad (mm)
BellMatKit-250ml	BellMatKit-250ml	250ml
BellMatKit-500ml	BellMatKit-500ml	500ml
BellMatKit-1000ml	BellMatKit-1000ml	1000ml

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO