

**MATRAZ DE FILTRACIÓN KITAZATO, VIDRIO BORO 3.3 TRANSPARENTE CON  
TUBULADURA SUPERIOR - 5000ML**



**SKU:** B-01-21-0103-0505 | **Categorías:** [Matraz](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características De Matraz De Filtración Kitazato, Vidrio Boro 3.3 Transparente Con Tubuladura Superior

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Diámetro de tubo lateral (mm)	Altura mm	caja
BellVid-CMatrazFTS-125	B-01-21-0103-0500 125		9	120	60
BellVid-CMatrazFTS-250	B-01-21-0103-0501 250		9	160	36
BellVid-CMatrazFTS-500	B-01-21-0103-0502 500		9	210	24
BellVid-CMatrazFTS-1000	B-01-21-0103-0503 1000		9	245	16
BellVid-CMatrazFTS-2500	B-01-21-0103-0504 2500		11	190	6
BellVid-CMatrazFTS-5000	B-01-21-0103-0505 5000		11	370	2
BellVid-CMatrazFTS-10000	B-01-21-0103-0506 10000		13	450	1

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO