

## MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 100 ML, CON TS 19/26



**SKU:** PG-2 12049 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Matraz](#), [muestra](#), [número](#), [Sendtner](#), [yodo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 100 ML, CON TS 19/26**

Descripción: Matraz con valor de yodo, muestra Sendtner.

Volumen y graduación: 100 ml.

Característica: con TS 19/26

Característica adicional: con tapón de cristal hexagonal.

Color de graduación: graduación blanca

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Talla 100

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO