

MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 250 ML, CON TS 29/32



SKU: PG-2 12055 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Matraz](#), [muestra](#), [número](#), [Sendtner](#), [yodo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 250 ML, CON TS 29/32

Descripción: Matraz con valor de yodo, muestra Sendtner.

Volumen y graduación: 250 ml.

Característica: con TS 29/32

Característica adicional: con tapón de cristal hexagonal.

Color de graduación: graduación blanca

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO