

## MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 50 ML, CON TS 19/26



**SKU:** PG-2 12045 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Matraz](#), [muestra](#), [número](#), [Sendtner](#), [yodo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 50 ML, CON TS 19/26

Descripción: Matraz con valor de yodo, muestra Sendtner.

Volumen y graduación: 50 ml.

Característica: con TS 19/26

Característica adicional: con tapón de cristal hexagonal.

Color de graduación: graduación blanca

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 50

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO