


MATRAZ ERLLENMEYER, 100 ML



SKU: PG-6 25008 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Erlenmeyer](#), [Matraz](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATRAZ ERLENMEYER, 100 ML

Descripción: Matraz Erlenmeyer.

Volumen y graduación: 100 ml.

Característica adicional: con cuello TS 29/32.

Color de graduación: graduación blanca

Norma: ISO 4797.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Talla 100

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO