


MATRAZ ERLLENMEYER 250 ML -H-4917.250



SKU: H-4917.250 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Matraz Erlenmeyer 250 ml

Los frascos de boca estrecha tienen una llanta de gran resistencia, graduaciones de volumen, una tubería y un punto mate para identificar temporalmente los contenidos.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO