

MATRAZ ERLLENMEYER, 250 ML



SKU: PG-6 25010 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Erlenmeyer](#), [Matraz](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATRAZ ERLENMEYER, 250 ML

Descripción: Matraz Erlenmeyer.

Volumen y graduación: 250 ml.

Característica adicional: con cuello TS 29/32.

Color de graduación: graduación blanca

Norma: ISO 4797.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO