


## MATRAZ ERLLENMEYER 4,000 ML -H-4917.4M



**SKU:** H-4917.4M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Matraz Erlenmeyer 4,000 ml

Los frascos de boca estrecha tienen una llanta de gran resistencia, graduaciones de volumen, una tubería y un punto mate para identificar temporalmente los contenidos.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO