


## MATRAZ ERLLENMEYER, 500 ML



**SKU:** PG-6 25012 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Erlenmeyer](#), [Matraz](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MATRAZ ERLENMEYER, 500 ML

Descripción: Matraz Erlenmeyer.

Volumen y graduación: 500 ml.

Característica adicional: con cuello TS 29/32.

Color de graduación: graduación blanca

Norma: ISO 4797.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO