

## MATRAZ PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA (LE CHATELIER) -H-3400



**SKU:** H-3400 | **Categorías:** [Matraces y botellas](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T133](#), [ASTM C128](#), [ASTM C188](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para determinar la gravedad específica del cemento hidráulico, polvo, arena y otros materiales finos. El frasco contiene aproximadamente 250 ml. La bombilla ovalada en el cuello contiene 17 ml. El volumen debajo del bulbo se graduó de 0 a 1.0 ml en subdivisiones de 0.1 ml, con una subdivisión 0.1 adicional debajo del 0 y por encima de la marca de 1.0 ml. El cuello está graduado de 18 a 24 ml en subdivisiones de 0,1 ml por encima del bulbo (graduaciones blancas). El tapón es un número 13.

El Frasco Específico de Gravedad (Le Chatelier) admite las siguientes normas: [ASTM C128](#), [ASTM C188](#), AASHTO T133

[tab title="Normas

[ASTM C128](#)

[ASTM C188](#)

AASHTO T133

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO