

## MATRAZ PARA VALOR DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 300 ML, CON TS 29/32



**SKU:** PG-2 12057 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Matraz](#), [muestra](#), [para](#), [Sendtner](#), [valor](#), [yodo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **MATRAZ PARA VALOR DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 300 ML, CON TS 29/32**

Descripción: Matraz con valor de yodo, muestra Sendtner.

Volumen y graduación: 300 ml.

Característica: con TS 29/32

Característica adicional: con tapón de cristal hexagonal.

Color de graduación: graduación blanca

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 300

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO