

MATRAZ PARA VALOR DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 500 ML, CON TS 29/32



SKU: PG-2 12059 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Matraz](#), [muestra](#), [para](#), [Sendtner](#), [valor](#), [yodo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATRAZ PARA VALOR DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 500 ML, CON TS 29/32

Descripción: Matraz con valor de yodo, muestra Sendtner.

Volumen y graduación: 500 ml.

Característica: con TS 29/32

Característica adicional: con tapón de cristal hexagonal.

Color de graduación: graduación blanca

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO