

MAZO DE GOMA 1.30 LBS (0.59 KG) -H-4976



SKU: H-4976 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mazo de goma](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T121](#), [AASHTO T152](#), [ASTM C138](#), [ASTM C231](#), [ASTM C31](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cumple con los estándares de ASTM.

El mazo con cabeza de goma tiene mango de madera. Diseñado para usar con peso unitario o medidores de aire de concreto según las normas ASTM, ideal también para mazos de goma de uso múltiple.

Peso: 1.30 lbs (0.59 kg),

Longitud de la cabeza: 3.75 "(95 mm),

Diámetro de la cara: 2.25 "(57 mm),

Longitud del mango: 11 "(280 mm)

El mazo de goma, pequeño, admite los siguientes estándares: [ASTM C138](#), [ASTM C231](#), AASHTO T121, AASHTO T152, ASTM C31

- [Normas](#)

[ASTM C138](#)

[ASTM C231](#)

AASHTO T121

AASHTO T152

ASTM C31

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO