



MAZO DE MADERA—H-2860W



SKU: H-2860W | **Categorías:** [Cemento](#), [Cubos de Prueba](#), [Humboldt](#), [Preparación de muestras para pruebas de cubos de cemento](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T106](#), [AASHTO T137](#), [AASHTO T160](#), [ASTM C109](#), [ASTM C157](#), [ASTM C185](#), [ASTM C596](#), [ASTM C87](#)

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tamper de madera es de 152 mm (6 ") de largo
con sección transversal de 0,5 x 1" (13 x 25 mm).

Cumple con las siguientes normas: [ASTM C87](#), [ASTM C109](#), [ASTM C157](#), [ASTM C185](#), [ASTM C596](#), AASHTO T106, AASHTO T137, AASHTO T160

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO