

MCC WS | ANALIZADOR ULTRASÓNICO DE LECHE DE MESA



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MCC WS de Lactoscan by Milkotronic es un analizador ultrasónico de leches de mesada para Laboratorio.

- Analizador ultrasónico fácil de utilizar: Simple en operación, mantenimiento, calibración e instalación;
- Diseñado para ser utilizado en Laboratorios y Centros de Recolección de Leche
- Pantalla integrada de 10" totalmente funcional;
- Agitador ultrasónico;
- Limpieza automática con dos bombas peristálticas;
- Diseño portátil y compacto;
- Cantidad muy pequeña de leche requerida;
- Bajo consumo de energía;
- No usa productos químicos peligrosos;
- Los ajustes de la precisión de la medición se pueden realizar por la interfaz RS232;
- Soporte de ESC POS impresora;
- Dos muestras de auto-calibración;
- Resultados fácilmente legibles;
- Posibilidad de conectar báscula;
- Posibilidad de conexión de sonda pH;
- Medición integrada de pH y conductividad;
- Función Reloj con tiempo real;
- RS232;
- Unidad flash USB;
- Impresora incorporada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO