

MEDIDA 400 ML DE LATÓN—H-3840



SKU: H-3840 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [AASHTO M152](#), [ASTM C185](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Calibrado a 400 ml, esta medida se utiliza para determinar el contenido de aire del mortero de cemento hidráulico. Cilíndrico con ID de 3 "(76mm), aproximadamente 3-15 / 32" (88mm) de profundidad

Cumple con las siguientes normas: [ASTM C185](#), AASHTO M152

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO