

MEDIDA, ACERO INOXIDABLE, 1000ML -H-4923.1M



SKU: H-4923.1M | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las medidas cuentan con un mango conveniente y graduaciones en mililitros y onzas en el interior de la taza.

Medida, acero inoxidable, 1000ml

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO