

## MEDIDA, ACERO INOXIDABLE, 2000ML -H-4923.2M



**SKU:** H-4923.2M | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las medidas cuentan con un mango conveniente y graduaciones en mililitros y onzas en el interior de la taza.

Medida, acero inoxidable, 2000ml

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO