

## MEDIDOR AVANZADO DE PH SPER SCIENTIFIC



### Medidor de mesa para análisis de niveles en campo

Muestra en dígitos grandes tanto la lectura de pH (con una resolución de 0.01) como de mV, así mismo en la pantalla inferior se despliega simultáneamente la hora, fecha y temperatura ( $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$ ). También indica batería baja, lectura estable y datos de calibración. En la pantalla LCD retroiluminada se registran lecturas con sellos de tiempo así como lecturas mínimas - máximas.

Función de pausa, 5 puntos de calibración, regulador automático de reconocimiento, compensación de temperatura manual o automática y un puerto USB. Viene con 4 pilas AAA.

Acepta cualquier sonda pH u ORP con un conector BNC.

**Peso:** 397gr

**Dimensiones:** 170 x 170 x 33mm



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#), [Phmetro - medidor de ph](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO