

MEDIDOR BÁSICO DE PH SPER SCIENTIFIC



Fácil de operar y suficiente para muchas pruebas de campo y en el laboratorio

Este medidor de pH es ideal tanto para aplicaciones en el campo como en el laboratorio gracias a su diseño ligero y a sus dígitos de gran tamaño (7/8" de alto). Es fácil de operar y funciona con cualquier electrodo con conector BNC. Mide el rango completo de 0 ~ 14 pH con una alta resolución de 0.1 pH. Cuenta con 2 puntos de calibración, función de pausa y con un tripié. Así mismo incluye una batería de 9V, herramienta de calibración e instrucciones.

Dimensiones: 195 x 68 x 30mm

Peso: 238gr



SKU: N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#), [Phmetro - medidor de ph](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO