

MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE TIPO 7304



SKU: N / A | **Categorías:** <u>Medidores de Arrastre de Aire</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Medidor de Arrastre de Aire tipo 7304[/vc_column_text][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Medidor de arrastre de aire tipo 7304, cap. 1 litro
- EN 1015-7, EN 459-2, EN 413-2
- Con bomba manual
- Para pruebas de mortero recién mezclado.
- Lectura directa en%
- Oscuro. (dia x h) = 265 x 340 mm
- Peso: 6,0 kg.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]



INFORMACIÓN ADICIONAL