

MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y TOTAL



Características

- Basado en microprocesador para mediciones rápidas y precisas
- Método DPD aprobado por la "EPA"
- Gran pantalla LCD de 45 x 25 mm para una lectura conveniente
- La función de memoria almacena y recupera hasta 150 puntos
- Alarma de batería baja y apagado automático después de 10 minutos de inactividad

SKU: N / A | **Categorías:** [Medidores de cloro libre / total](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Distancia	0 ~ 5.00 ppm
Resolución	0,01 ppm
Exactitud	$\pm 0.03 + 1$ dígito a < 2.00 ppm $\pm 3\%$ FS + 1 dígito a > 2.00 ppm
Respuesta	< 5 segundos
Operando	0 ~ 50 °C, $< 85\%$ HR
Muestra	10 ml
Memoria de datos	Almacenamiento / recuperación de hasta 150 puntos
Poder	Batería DC 1.5V (UM4, AAA) x 4
Dimensión	Medidor: 70 x 135 x 65 mm.
Peso	Medidor: 168 g (batería incluida)

Accesorios:

- Tira de reactivo FCL x 50 piezas (DPD-1)
- Tira de reactivo TCL x 50 piezas (DPD-4)
- Botella de prueba de vidrio x 3
- Agua destilada x 50 ml
- Paño limpio x 1
- Copa x 1
- Batería
- Estuche de transporte

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO