

MEDIDOR DE CONSISTENCIA



SKU: N / A | **Categorías:** [Medidas de Consistencia](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Medidor de Consistencia

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Medidor de consistencia
- Unidad de prueba de vida útil y corrección de tiempo de mortero fresco
- EN 1015-9, EN 13294
- Que consiste en:
 - Balance 20 kg / 10 g
 - Molde
 - Soporte de ayuda
 - Varilla de penetración
 - Disco de latón
- Oscuro. (wxdxh) = 320 x 380 x 550 mm
- Peso: 6,5 kg.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO