

## MEDIDOR DE CONSISTENCIA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Medidas de Consistencia](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Medidor de Consistencia

[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del producto:

- Medidor de consistencia
- Unidad de prueba de vida útil y corrección de tiempo de mortero fresco
- EN 1015-9, EN 13294
- Que consiste en:
  - Balance 20 kg / 10 g
  - Molde
  - Soporte de ayuda
  - Varilla de penetración
  - Disco de latón
- Oscuro. (wxdxh) = 320 x 380 x 550 mm
- Peso: 6,5 kg.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO