


## MEDIDOR DE LONGITUD



**SKU:** B-01-03-03-160101 | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [BS 812](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para determinar el índice de alargamiento de los agregados: es decir, si la longitud es superior a 1,8 del tamaño nominal. Montado sobre una base de madera noble.

### Normas

- BS 812

### Especificaciones técnicas.

<b>Modelo</b>	<b>Código de Producto</b>	<b>Nombre del Producto</b>	<b>Dimensiones (cm)</b>	<b>Peso (kg)</b>
BellMedLon-08	B-01-03-03-160101	Medidor de longitud	37x7x7	0,8

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO