

## MEDIDOR DE MESA PARA CALIDAD DEL AGUA SPER SCIENTIFIC



***Toma lectura del pH, ORP (Potencial de Óxido Reducción), mV, Conductividad, TDS (Sólidos Disueltos Totales), Salinidad y Temperatura Cubierta resistente con pantalla LCD grande, en la cual se muestra el parámetro***

Funciona con corriente alterna, no con baterías. Viene listo para usarse con conductividad ATC y electrodos de pH, múltiples electrodos del brazo de soporte, adaptador AC, cable para computadora y software. Así mismo acepta cualquier sonda de pH u ORP con un conector estándar BNC.

**Peso:** 533gr

**Dimensiones:** 217 x 168 x 58mm



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#), [Medición de parámetros de calidad del agua](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO