

MEDIDOR DE MESA PARA PH / MV SPER SCIENTIFIC



Cubierta resistente con pantalla LCD grande, en la cual se muestra el parámetro que se está midiendo junto con la hora, fecha y temperatura (°C o °F)

Funciona con corriente alterna, no con baterías. Viene listo para usarse con un electrodo de pH con ATC, brazo de soporte, adaptador AC, cable para computadora y software. Así mismo acepta cualquier sonda de pH u ORP con un conector estándar BNC.

Peso: 533gr

Dimensiones: 217 x 168 x 58mm

Características:

- Compensación Automática o Manual de la Temperatura
- Rango Automático o Manual
- Reconocimiento Automático del Buffer
- Salidas Digital y Análoga
- Mínimos / Máximos y 99 Puntos de Datos
- Modo de Espera
- 5 Puntos de Calibración
- Indicación del Estado del Electrodo

SKU: N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#), [Phmetro - medidor de ph](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO