

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO DE SOBREMESA BELL-MEDOXIDISU-SM



SKU: B-01-29-0205-0100 | **Categorías:** [Medidor de oxígeno disuelto](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Calibración en 1 ó 2 puntos mediante agua saturada de aire o solución de oxígeno cero.
- Las compensaciones de salinidad y presión barométrica mejoran la precisión de la medición.
- La compensación automática de temperatura proporciona una lectura precisa en todo el rango.
- La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
- La calibración manual de la temperatura corrige la desviación de la temperatura.
- El menú de configuración permite ajustar los 6 parámetros, incluido el número de puntos de calibración, la unidad de temperatura, la unidad de concentración, etc.

La función de reinicio restablece automáticamente todos los ajustes a las opciones predeterminadas de fábrica.

EL MEDIDOR INCLUYE

- Sonda de oxígeno disuelto
- Tapa de membrana
- Ele

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO