

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO TIPO PORTÁTIL BELL-MEDOXIDIS-PORT



SKU: B-01-62-0100-0053 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medidor de Oxígeno Disuelto Portátil AZ-8403

Rango de medición: 0 ~ 19.99 mg / l

Resolución: 0,01 mg / l

Precisión: $\pm 2\%$ FS

Temperatura de trabajo: 0~45 °C

Presión de trabajo: <0,1 MPa.

Fuente de alimentación: 220 VAC $\pm 10\%$

Memoria: 99 puntos

Mantenimiento: Sugiera la calibración una vez al mes, una vez cada película de electrodo de membrana de repuesto de tres meses and electrolito

Sensor: Sensor de tipo polarográfico

Tamaño: 175*70*33 mm











Númerico

área de visualización

Máquina de conmutación
botón / pulsación larga
para cambiar parámetros

Cambiar la unidad / ver el
valor hacia arriba para aumentar
el valor del parámetro

Llave de calibración
/ Ajuste de salida

Almacenar valor / disminución
valor del parámetro:

Retención de datos / larga
presione para ver los registros
Encendido de HLD + MN / AV
la luz de fondo para 10s

Tecla de confirmación / Ver el
valor máximo

En el modo de apagado, mantén pulsado
ESTABLEZCA + HLD al mismo tiempo para salir del
estado de apagado automático



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO