

## MEDIDOR DE PH BELLTRONIC CON RANGOS DE 2 A 19.99 PH



SKU: N / A | Categorías: [Más Instrumentos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Medidor de pH Belltronic con Rangos de 2 a 19.99 pH

#### Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-07-0601	B-01-02-07-0602	B-01-02-07-0603	B-01-02-07-0604
Modelo	QI-25	QI-3C	QIT-3DC	QIT-3DV
Rango	0.05	0.01	0.01	0.01
Rango	pH (0.00~14.00)pH	(0.00~16.00)pH	(-2.00~19.99)pH	(-2.00~19.99)pH
	mV (0~1599)mV	(0~±1999)mV	(0~±1999)mV	(0~±1999)mV
	Temperatura		(0.0~80.0)°C	(0.0~80.0)°C
Resolución	pH 0.01pH	0.01pH	0.01pH	0.01pH
	mV 1mV	1mV	±1mV	±1mV
	Temperatura		0.01°C	0.01°C
Error	pH ±0.01pH±1d	±0.01pH±1d	±0.01pH	±0.01pH
	mV ±1%FS	±1%FS	±.1mv±1d	±.1mv±1d
	Temperatura		±0.01°C	±0.01°C
Impedancia de Entrada	≥1×1012Ω	≥1×1012Ω	≥1×1012Ω	≥1×1012Ω
Corriente de Entrada	≥1×1012A	≥1×1012A	≥1×1012A	≥1×1012A
Estabilidad	(±0.05pH±1d)/3h	(±0.05pH±1d)/3h	(±0.01pH±1d)/3h	(±0.01pH±1d)/3h
Rango de Compensación de Temperatura	Manual	Manual	Manual/Auto	Manual/Auto
	(0.0~60.0)°C	(0.0~60.0)°C	(0.0~80.0)°C	(0.0~80.0)°C
Energía	DC (12V, 1.0A)	DC (12V, 1.0A)	DC (12V, 1.0A)	DC (12V, 1.0A)
Dimensiones Externas(cm)	22×16×6.5	22×16×6.5	29×21×9.5	29×21×9.5
Tamaño del Empaque(cm)	32.5×30×15	32.5×30×15	37×30×32	37×30×32
Peso Neto (kg)	1.5kg			

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO