

## MEDIDOR DE PH, ELECTRODO, BNC CINCH, PH / TEMP, RECARGABLE -HO-4963



**SKU:** HO-4963 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Electrodo de pH recargable de plástico 3 en 1, adecuado para muestras normales.

- **Rango de pH:** 0 - 14 pH
- **Temperatura. Rango:** 0 - 80 ° C
- **Material del eje:** plástico
- **Tipo de referencia interna:** Ag / AgCl
- **Tipo de unión de referencia:** Pin de cerámica
- **Relleno electrolito de referencia:** 3M KCl solutionl
- **Longitud del cable:** 1 m
- **Sensor de temperatura:** sí
- **Conector:** BNC Cinch

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO