

MEDIDOR DE PH, ELECTRODO, BNC, SOLO PH, RECARGABLE -HO-4962



SKU: HO-4962 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2-en-1, electrodo de pH recargable de plástico para muestras normales.

- **Rango de pH:** 0 - 14 pH
- **Temperatura.** Rango: 0 - 80 ° C
- **Material del eje:** plástico
- **Tipo de referencia interna:** Ag / AgCl
- **Tipo de unión de referencia:** Pin de cerámica
- **Relleno electrolito de referencia:** solución 3M KCl
- **Longitud del cable:** 1 m
- **Sensor de temperatura:** no
- **Conector:** BNC

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO