

## MEDIDOR DE PH, ELECTRODO, TEMPERATURA -HO-4965



**SKU:** HO-4965 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda de temperatura independiente. Se puede usar con los medidores de pH HO-4960 y HO-4930.

- **Material del eje:** acero inoxidable
- **Longitud del eje:** 120 mm
- **Rango de temperatura:** 0-100 ° C
- **Longitud del cable:** 1 m
- **Conexión:** Cinch

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO