

**MEDIDOR DE PH ORP PORTÁTIL 5 EN 1 PROBADOR DE NIVEL DE PH 3 EN 1, KIT DE
PROBADOR DE PH ORP PORTÁTIL DE AGUA 4 EN 1 BELL-MEDPORTPH-ORP**



SKU: B-01-62-0100-0181 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto Relacionado



PH
medidor



ORP
medidor



CE
medidor



CL
medidor



CL
medidor



HACER
medidor



Retroiluminación de pantalla LCD opcional

Las hojas nocturnas también pueden registrar datos fácilmente.



BOTÓN DE SILICONA I

Botón especial de silicona, respuesta sensible.

Medidor portátil de PH / ORP

Respuesta rápida

Alta precisión

compensación de temperatura

Calibración de dos puntos

Diseño innovador





INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO