

MEDIDOR DE PH ORP PORTÁTIL 5 EN 1 PROBADOR DE NIVEL DE PH 3 EN 1, KIT DE PROBADOR DE PH ORP PORTÁTIL DE AGUA 4 EN 1 BELL-MEDPORTPH-ORP



SKU: B-01-62-0100-0181 | Categorías: [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto Relacionado





Retroiluminación de pantalla LCD opcional

Las hojas nocturnas también pueden registrar datos fácilmente.



BOTÓN DE SILICONA I

Botón especial de silicona, respuesta sensible.

Medidor portátil de PH / ORP

Respuesta rápida

Alta precisión

compensación de temperatura

Calibración de dos puntos

Diseño innovador





INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO