

MEDIDOR DE PH, PORTÁTIL -HO-4930



SKU: HO-4930 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidor de pH ASTM / NCH](#), [Medidores de pH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El medidor de pH portátil HO-4930 combina portabilidad con medición de pH precisa. Un ORP o electrodo de temperatura también se puede conectar fácilmente para proporcionar una funcionalidad adicional.

- El reconocimiento automático del búfer almacena datos de calibración y ayuda a evitar errores durante el proceso de calibración
- La compensación de temperatura automática y manual ayuda a garantizar lecturas precisas

La serie de iniciadores OHAUS de medidores portátiles de calidad del agua y electroquímica se creó teniendo en cuenta la versatilidad. Pueden operarse en el laboratorio con el soporte de las bases integradas o en el campo gracias a su diseño liviano. Con una pantalla LCD nítida y bien organizada y cinco teclas claramente marcadas, utilizar la serie de iniciadores OHAUS es simple para estudiantes y profesores por igual.

La serie portátil OHAUS Starter también cuenta con protección IP54 que protege el medidor del daño causado por el agua y las partículas de polvo y también ofrece un área de etiquetado integrada que se puede personalizar para una identificación rápida. Cada medidor puede almacenar 30 conjuntos de memoria de datos y tiene la capacidad de recuperar rápidamente los datos de calibración y la información almacenada con un toque rápido.

Incluye Gel Plástico HO-4964, electrodo no recargable (0-14pH) y una bolsita de polvo amortiguador de pH

Accesorios

<input type="checkbox"/>	HO-4962	Medidor de pH, electrodo, BNC, solo pH, recargable
<input type="checkbox"/>	HO-4963	Medidor de pH, Electrodo, BNC Cinch, pH / Temp, Recargable
<input type="checkbox"/>	HO-4964	Medidor de pH, Electrodo, BNC Cinch, pH / Temp, no recargable
<input type="checkbox"/>	HO-4965	Medidor de pH, electrodo, temperatura

[/tab]

[/tabgroup]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO