

MEDIDOR DE PH TIPO PLUMA, PANTALLA GRANDE SPER SCIENTIFIC



Fácil de llevar, operar y suficiente para la mayoría de las pruebas de campo de pH.

Lecturas de alta estabilidad y precisión con pantalla LCD grande. Diseñado para una operación sencilla con una sola mano. Calibración automática con soluciones buffers pH de 4, 7, 10, además puede ajustarse para reconocer buffers no

estándares. Entre sus características cuenta con opciones de espera y auto apagado con indicador de batería baja. **El estuche es a prueba de agua**, el cual flotara si cae accidentalmente al agua. **Incluye 4 pilas tipo botón y un electrodo que gracias a su tapa protectora mantiene la humedad.**

Peso: 68gr

Dimensiones: 165 x 38 x 38mm



SKU: N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#), [Phmetro - medidor de ph](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO