

MEDIDOR DIFERENCIAL DE PLEXIGLÁS Y EN FORMA DE " U "



SKU: N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Instrumentos portátiles - Ensayos tecnológicos - Monómetros - Termómetros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [MANÓMETROS EN FORMA DE U](#)
- [MANÓMETROS DE ESCALA INCLINADA MP2000](#)
- [MANÓMETROS DE ESCALA VERTICAL MP2000](#)



MEDIDOR DIFERENCIAL DE PLEXIGLÁS Y EN FORMA DE " U "



MEDIDOR DIFERENCIAL DE PLEXIGLÁS Y EN FORMA DE " U "

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO