

## MEDIDOR DIGITAL DE VATIOS CON CORRIENTE ALTERNA BELL-MEDDIGVAT-2250A



**SKU:** B-01-29-0901-0201 | **Categorías:** [Otros equipos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-MedDigVat-2250A	Bell-MedDigVat-2250B
Código SKU	B-01-29-0901-0201	B-01-29-0901-0202
Función	con pilas (Bell-MedDigVat-2250B), con corriente alterna Bell-MedDigVat-2250A)	
Apagado	automático del vatímetro después de 2 minutos con ahorro de batería	
La autonomía es de unas 8 horas en funcionamiento continuo		
Rangos de corriente	0,1A, 0,5A, 1A, 5A	
Rangos de tensión	3V, 15V, 30V, 240V, 450V	
Potencia medida	0,3W~2250W (capacidad de tarifa)	
Rangos de frecuencia	0~3kHz	
Pantalla LCD	3 ½ dígitos	
Dimensiones	235(W)×75(H)×170(D)mm	
Peso	0,6 kg	
Medidas	de equilibrio monofásico y trifásico	
Medida	de pequeña potencia	
Precisión	Sencillez de conexión y funcionamiento mejor del 2% en toda la escala de corriente y tensión	
Protección	contra sobreintensidades mediante fusibles	
Indicador	de sobreintensidad y sobretensión	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO