

**MEDIDOR ORP PORTÁTIL CONTROLADOR DE ORP MEDIDOR DE POTENCIAL REDOX
DE ORP PORTÁTIL CONVENIENTE Y RÁPIDO BELL-MEDPORT-ORP**



SKU: B-01-62-0100-0044 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Parámetro técnico

Rango de medición

-Resolución de 1999~+1999mv

Precisión de 1mV +1mV condición de trabajo

Temperatura ambiente 0 ~ 60 °C, humedad relativa ≤90% voltaje de trabajo

5 pilas AA (1.5Vx5) Características

Modo pH/ORP conmutable (requiere el electrodo correspondiente)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO