

## MEDIDOR PORTÁTIL DE OXÍGENO DISUELTO POR FLUORESCENCIA BELL-MEDPORTOXI-DIS



**SKU:** B-01-62-0100-0042 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Parámetro técnico

Rango de medición

0 ~ 20.00mg / L (0 ~ 200% de saturación, 25 ° C) resolución

0,01 mg/L, precisión de 0,1 °C

±2% F.S.+0.5C principio de medición

Método de fluorescencia, voltaje de trabajo de calibración de dos puntos

5 pilas AA (1,5 Vx5) compensación de temperatura

Compensación automática de temperatura (Pt1000)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO