

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/MV BELL-MEDPORTPH-MV



- Calibración mediante pulsador de 2 puntas con reconocimiento automático del búfer.
- La visualización automática de la pendiente del electrodo ayuda al usuario a decidir si debe sustituir el sensor.
- La compensación automática de la temperatura garantiza resultados de medición precisos.
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar su visualización.
- La memoria ampliada almacena y recupera hasta 50 conjuntos de datos.
- El reloj en tiempo real integrado marca los datos almacenados según la norma GLP.

SKU: B-01-29-0105-0301 | **Categorías:** [Phmetro - medidor de ph](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO