

## MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ORP BELL-MEDPORTPH-ORP



- Calibración mediante pulsador de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático del tampón.
- Grupo de tampones de pH seleccionable o uso de soluciones de calibración personalizadas.
- Diagnóstico automático del electrodo con visualización de la pendiente y el offset del pH.
- Compensación automática de temperatura que proporciona una lectura precisa en todo el rango.
- El recordatorio de calibración avisa al usuario para que calibre el medidor con regularidad.

### REDOX:

- La calibración offset de 1 punto permite ajustar el valor visualizado a un patrón conocido.
- Los modos de milivoltios relativos y absolutos proporcionan una medición de ORP fiable.

**SKU:** B-01-29-0105-0300 | **Categorías:** [Phmetro - medidor de ph](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO