

## MEDIDOR (PORTÁTIL) DE PH



**SKU:** BELL-MP11 | **Categorías:** [Medidor multi parametro \(ph, conductividad, oxígeno disuelto y ORP, iones, salinidad, TDS\)](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Diseño basado en microprocesador con carcasa a prueba de salpicaduras
- Visualización simultánea de pH y temperatura
- Compensación de temperatura automática o manual. ° C / ° F conmutable
- Fácil de calibrar con un teclado para búfer de 3 puntos
- El valor de la calibración se puede ajustar según sea lo necesario
- Indique el porcentaje de pendiente (PTS) después de la calibración
- Indicador de batería baja y consumo de energía
- Apagado automático después de 10 minutos de inactividad
- Funda protectora de goma con imán

### Especificaciones Técnicas

	pH	mV	Temperatura
Rango	-2.00-16.00	-1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 2000 mV	0 -110 ° C
Exactitud	± 0.01 + 1 dígito	± 1 + 1 dígito	± 0.2 ° C + 1 dígito
Resolución	0,01	0.1 / 1 mV	0.1 ° C
Compensación	ATC 0-100 ° C	ATC 0-100 ° C	ATC 0-100 ° C
Calibración	pH 4.00, 7.00, 10.00	pH 4.00, 7.00, 10.00	pH 4.00, 7.00, 10.00
Batería	9V	9V	9V
Dimensiones	108 x 75 x 30 mm	108 x 75 x 30 mm	108 x 75 x 30 mm
Peso	135 g (con batería)	135 g (con batería)	135 g (con batería)

### Accesorios para kit completo

- Solución tampón 4 y 7
- Batería de 9V
- Portaelectrodos

- Manual de instrucciones
- Caja
- Electrodo de pH
- Probeta de temperatura
- Opcional: electrodo ORP

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO