

## MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA ELIMINACIÓN DE MOLDES DE 1500 MM DE ANCHO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Mesa de Extracción de Moldes de Acero Inoxidable](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Mesa de Acero Inoxidable para Eliminación de Moldes de 1500 mm de Ancho[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Mesa de acero inoxidable para eliminación de moldes de 1500 mm de ancho
- Mesa de eliminación de moldes de acero inoxidable 1500 mm de ancho, con rejilla removible a la derecha, 500 x 500 mm y recipiente de recogida con ruedas
- Dimensiones: (wxdxh) = 1500 x 700 x 850 mm[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO